

FOR A BETTER LIFE



 x **DM**≡**one**



PRODUKTE, DIE DEN ALLTAG ERLEICHTERN


Die Lebensqualität unserer Kunden liegt uns am Herzen. Daher möchten wir diese mit unseren Gesundheitsprodukten unterstützen. Unsere Qualitätsprodukte ermöglichen Ihnen Mobilität und Bewegungsfreiheit – sowohl Zuhause, als auch draußen.

Mit unseren Rollatoren unterstützen wir Sie dabei, bis ins hohe Alter selbstbestimmt und eigenständig zu sein. Einkaufen gehen, sich mit Freunden treffen und das Leben einfach genießen. Wir geben Ihnen die Freiheit, beweglich zu sein.

Unsere Dusch- und Toilettenstühle sorgen für mehr Sicherheit in Dusche und Bad. Diese praktischen Helfer geben Ihnen mehr Flexibilität und können Sie, oder die zu pflegende Person, im Alltag problemlos unterstützen.

ROLLATOR STANDARD

- hochwertiges faltbares Aluminium-Gestell
- pannensichere Bereifung
- 4 x 20 cm Räder in schwarz
- leichtgängiges Eurobremsssystem
- feuerfeste Nylontasche (belastbar bis 5 kg)
- gepolsterte Sitzfläche in schwarz
- abnehmbare und klappbare Rückenlehne in schwarz
- Maße: 60 x 82 x 100 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 77 - 100 cm
- Sitzhöhe: einstellbar bis 62 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



ROLLATOR JAZZ




ROLLATOR JAZZ

- feuerfeste Nylontasche (bis 5kg belastbar)
- gepolsterte Sitzfläche in schwarz
- Rückenlehne
- höhenverstellbare Griffe
- Griffe aus TPR
- Leichtgängige und robuste Räder
- Schwenkbare Vorderräder
- Maße: 70 x 52 x 96 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 84 - 96 cm
- Sitzhöhe: einstellbar 58 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



ROLLATOR MAMBO

- doppelt faltbares Aluminium-Gestell
- feuerfeste Nylontasche (schwarz, abnehmbar, 5 kg belastbar)
- gepolsterter Sitz
- gepolsterte Rückenlehne (abnehmbar)
- höhenverstellbare Handgriffe aus PVC
- schwenkbare Vorderreifen (8 Zoll TPR-Reifen mit PP-Kern)
- Maße: 70 x 52 x 96 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 84 - 96 cm
- Sitzhöhe: einstellbar bis 58 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



DUSCHHOCKER CLASSIC



DUSCHHOCKER CLASSIC

- Gestell aus Aluminium
- höhenverstellbar (Klicksystem)
- Antirutschkappen
- Sitzfläche aus hochwertigem, rutschfestem Kunststoff, weiß
- integrierte Löcher in der Sitzfläche
- Gewicht: 2,1 kg

- Maße: 44 x 53 x 46-53 cm (B x T x H)
- Sitzhöhe: einstellbar bis 53 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



DUSCHHOCKER BUTTERFLY

- Gestell aus Aluminium
- höhenverstellbar (Klicksystem)
- Antirutschkappen
- Sitzfläche aus hochwertigem, rutschfestem Kunststoff, weiß
- zwei Hygieneausschnitte auf der Sitzfläche
- Gewicht: 2,1 kg

- Maße: 44 x 53 x 44-56 cm (B x T x H)
- Sitzhöhe: einstellbar bis 56 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



DMEone GmbH

Lütke Haar 13
59602 Rüthen
Deutschland

+49 2952 970958-90

info@dmeone.de
www.dmeone.de

