

FOR A BETTER LIFE



 **GUNN**



RUMBA

- Maße: 59,2 x 67,3 x 91,6 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 80,8 - 91,6 cm
- Sitzhöhe: 56 cm
- Gewicht: 5 kg
- Abstand Vorderrad: 47,3 cm
- Abstand Hinterrad: 59,2 cm
- Vorderrad Größe: 23 cm
- Hinterrad Größe: 19,3 cm
- Tasche belastbar: 5 kg
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



FOX

- Maße: 56 x 68,7 x 94,3 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 84,0-94,3 cm
- Sitzhöhe: 56 cm
- Gewicht: 4,3 kg
- Abstand Vorderrad: 45,5 cm
- Abstand Hinterrad: 68,7 cm
- Vorderrad Größe: 23 cm
- Hinterrad Größe: 19,3 cm
- Tasche belastbar: 5 kg
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg

CHARLESTON

- Maße: 60 x 78 x 92 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 80,0 - 92 cm
- Sitzhöhe: 53 cm
- Gewicht: 6,7 kg
- Abstand Vorderrad: 48 cm
- Abstand Hinterrad: 60 cm
- Vorderrad Größe: 23 cm
- Hinterrad Größe: 19,3 cm
- Tasche belastbar: 5 kg
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



JIVE

- Maße: 59 x 70 x 89,5 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 77 - 89,5 cm
- Sitzhöhe: 58,5 cm
- Gewicht: 5,4 kg
- Abstand Vorderrad: 46 cm
- Abstand Hinterrad: 59 cm
- Vorderrad Größe: 23 cm
- Hinterrad Größe: 19,3 cm
- Tasche belastbar: 5 kg
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



SAMBA

- Maße: 59,2 x 67,3 x 91,6 cm (B x T x H)
- Höhe des Handgriffs (verstellbar): 80,8 - 91,6 cm
- Sitzhöhe: 56 cm
- Gewicht: 5 kg
- Abstand Vorderrad: 47,3 cm
- Abstand Hinterrad: 59,2 cm
- Vorderrad Größe: 23 cm
- Hinterrad Größe: 19,3 cm
- Tasche belastbar: 5 kg
- Max. Gewichtsbelastung: 136 kg



No.108 Zhaoyi Road,
Dongsheng Town,
Zhongshan City,
Guangdong, China

+86 (0) 760 89821559
info@qunn.com
www.qunn.com